

BALSO[®]

Junior



DRÖGE HOEST

Siroop
KIND

Vanaf 6 jaar
Zonder suiker
Zonder kleurstoffen
Zonder parabenen

BEHANDLING VAN DE IRRITATIE VAN DE KEEL GERELATEERD AAN DROGE HOEST

Bijsluiter met instructies

Wat is hoesten?

Hoesten is een natuurlijke en onmisbare afweerreflex van het organisme die dient om de luchtwegen vrij te maken. Hoesten kan van verschillende aard zijn: vastzittende hoest ook productieve hoest genaamd, geassocieerd met expectoratie (afscheiding van slijm), en droge hoest ook niet-productieve hoest genaamd, zonder expectoratie.

Droge hoest wordt vergezeld met een gevoel van gekriebel rond de keel dat zich gebruikelijk versterkt in de nacht waardoor de kwaliteit van leven kan aangetast worden. In het geval van twiifel over de aard van de hoest, raadpleeg uw arts of apotheker.

Wat is Baiso Junior siroop?

Baiso Junior siroop is een siroop voor de behandeling van de irritatie van de keel gerelateerd aan droge hoest. Baiso Junior siroop werd speciaal ontwikkeld om te worden toegediend bij kinderen ouder dan 6 jaar.

Baiso Junior siroop is een siroop zonder suiker, zonder kleurstoffen en zonder parabenen, met aardbeienmaak.

Hoe werkt het?

Vanwege de samenstelling vormt Baiso Junior siroop een beschermende film in de keel en bevochtigt deze. Dit kalmeert de irritatie gerelateerd aan droge hoest, inclusief deze veroorzaakt door bepaalde agressieve omgevingsfactoren zoals de aanwezigheid van sigarettenrook, vervuiling, stof, droge lucht...

Samenstelling

Glycerol, vloeibare maltitol (E965), hydroxyethylcellulose, natriumbenzoaat, citroenzuur monohydraat, natrurumcitraat, aardbeienaroma, gezuiverd water.

Presentatie

Flesje van 200 ml met een kindveilige dop.

Gegradeerde doseerbeker voor orale toediening.

Contra-indicaties

Kinderen jonger dan 6 jaar.

Allergie voor een van de bestanddelen.

Eenlijke intolerantie voor fructose (congenitale fructosemie) door de aanwezigheid van maltitol dat zich orzest in fructose.

Maarschuwingen en te nemen voorzorgsmaatregelen

In het geval van ernstige tekenen gerelateerd aan droge hoest (zoals ademhalingsmoeilijkheden, aanhoudende koorts langer dan 3 dagen, herhaald braken, eetproblemen, diarree, veranderingen in gedrag of slaapproblemen...), neem contact op met uw arts. Eigenlijk is hoesten het vaakst gerelateerd aan een virale infectie van de luchtwegen, maar het kan tekenen zijn van een ziekte die een specifieke behandeling nodig heeft (laryngitis, pneumonitis, astma).

In het geval van onvrijwillig contact met de neus, ogen of oren, reinig met behulp van fysiologisch serum om de siroop te verwijderen.

BUITEN HET BEREIK VAN ZUIJELINGEN/KINDEREN HOUDEN.

Hoe moet u Baiso Junior siroop gebruiken?

Informatie over de toediening van de siroop
Gebruik de doseerbeker die is meegeleverd in de doos om een dosis van 10 ml af te meten.



Leeftijd	Dosering
Kinderen vanaf 6 jaar	Een dosis van 10 ml bij elk gebruik

Als u vergeten bent om op het aangewezen uur Baiso Junior siroop aan het kind te geven, verduidelijk de volgende dosis dan niet. Respecteer de voorgeschreven dosis per toediening.

Reinig de doseerbeker na elk gebruik met koud water. Controleer of de beker proper is voordat u deze opbergt in de doos.

Informatie over de doseerbeker

De doseerbeker die meegeleverd is met de siroop is speciaal aangepast om een dosis van 10 ml Baiso Junior siroop toe te dienen.

In geval van verlies of beschadiging van de beker, gebruik geen beker van een ander product.

De beker kan vervormen wanneer hij wordt blootgesteld aan warmte.

Ook:

- gebruik geen reinigingsmiddel zoals de vaatwasmachine,
- niet met warme steriliseren,
- plaats de beker niet in een microgolfoven,
- de beker verwijderd houden van warmtebronnen en rechtstreeks zonlicht.

Hoe moet Baiso Junior siroop worden bewaard?

Bewaars het flesje goed gesloten bij omgevings temperatuur.

Niet meer gebruiken vanaf 3 maanden na het eerste gebruik.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum (zie het etiket van het flesje en/of op de doos).

Siroop

Pierre Fabre Medical Devices
29, avenue du Sidobre
81106 Castres Cedex - France



BORMIOU ROCCO S.p.A.
Viale Martini della libertà
1-43036 Fidenza (PR) - Italië



Datum van de CE-markering: 2016.

Datum van herziening van de bijsluiter: Juli 2016.

Medisch hulpmiddel

Betekenis van de symbolen

	Uiterste gebruiksdatum		Lotnummer
	Lees aandachtig de bijsluiter		Fabrikant

BALSO[®]

Junior



TOUX SÈCHE

Siroop
ENFANT

À partir de 6 ans
sans sucre
sans colorant
sans parabène

TRAITEMENT DE L'IRRITATION DE LA GORGE ASSOCIÉE À LA TOUX SÈCHE

Notice d'instruction

Qu'est-ce que la toux ?

La toux est un réflexe naturel et indispensable de défense de l'organisme qui vise à dégager les voies respiratoires. La toux peut être de différentes natures : toux grasse dite productive, associée à des expectorations (sécretions de mucus), et toux sèche dite non productive, sans expectoration.

La toux sèche s'accompagne d'une sensation de picotement au niveau de la gorge et s'intensifie généralement la nuit, altérant ainsi la qualité de vie. En cas de doute sur la nature de la toux, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Qu'est-ce que Baiso Junior siroop ?

Baiso Junior siroop est un siroop pour le traitement de l'irritation de la gorge associée à la toux sèche.

Baiso Junior siroop a été spécialement conçu pour être administré chez les enfants de plus de 6 ans.

Baiso Junior siroop est un siroop sans sucre, sans colorant et sans parabène, aromatisé à la fraise.

Comment agit-il ?

De par sa composition, Baiso Junior siroop forme un film protecteur et humidifie la gorge, ce qui permet de calmer l'irritation associée à la toux sèche y compris celle provoquée par certaines agressions extérieures telles que la présence de fumée de cigarette, la pollution, les poussières, un air sec...

Composition

Glycerol, maltitol liquide (E965), hydroxyethylcellulose, benzoate de sodium, acide citrique monohydraté, citrate de sodium, arôme fraise, eau purifiée.

Présentation

Facon de 200 ml muni d'un bouchon sécurisé enfant.

Gobelet doseur gradué pour administration orale.

Contre-indications

Enfants en dessous de 6 ans.

Allergie à l'un des composants.

Intolérance héréditaire au fructose (fructosemie congénitale) du fait de la présence de maltitol se transformant en fructose.

Mise en garde et précautions à prendre

En cas de signes de gravité associés à la toux sèche (teils que difficulté à respirer, persistance de la fièvre au-delà de 3 jours, vomissements répétés, difficultés à s'alimenter, diarrhée, modifications du comportement ou trouble du sommeil...), consultez votre médecin. En effet, la toux est le plus souvent liée à une infection virale des voies respiratoires, mais elle peut être le signe d'une maladie nécessitant une prise en charge spécifique (laryngite, pneumopathie, asthme).

En cas de contact involontaire avec le nez, les yeux, ou les oreilles, rincer à l'aide de sérum physiologique pour éliminer le siroop.

TENIR HORS DE PORTÉE DES NOURRISSONS/ENFANTS.

Comment utiliser Baiso Junior siroop ?

Information concernant l'administration du siroop

Utiliser le gobelet doseur fourni dans la boîte pour mesurer une dose de 10 ml.



Âge	Posologie
Enfants à partir de 6 ans	Une dose de 10 ml par prise

Si vous avez oublié de donner Baiso Junior siroop à l'enfant au moment voulu, ne doublez pas la prise. Respectez la dose définie par prise.

Rincer le gobelet après chaque utilisation à l'eau froide. Vérifier que le gobelet soit propre avant de le ranger dans la boîte.

Information concernant le gobelet doseur

Le gobelet doseur fourni avec le siroop est spécialement adapté pour administrer une dose de 10 ml de Baiso Junior siroop.

En cas de perte ou de détérioration du gobelet, ne pas utiliser le gobelet d'un autre produit.

Le gobelet peut se déformer en cas d'exposition à la chaleur.

Aussi:

- ne pas utiliser un moyen de nettoyage tel que le lave-vaisselle,
- ne pas stériliser à chaud,
- ne pas placer le gobelet dans un four à micro-ondes,
- tenir éloigné des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Comment conserver Baiso Junior siroop ?

Conserver le flacon bien fermé, à température ambiante.

Ne pas utiliser au-delà de 3 mois après la première ouverture.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption (voir sur l'étiquette du flacon et/ou sur la boîte).

Siroop

Pierre Fabre Medical Devices
29, avenue du Sidobre
81106 Castres Cedex - France



BORMIOU ROCCO S.p.A.
Viale Martini della libertà
1-43036 Fidenza(PR) - Italie



Date du marquage CE: 2016.

Date de révision de la notice: juillet 2016.

Dispositif Médical

Signification des symboles

	Utiliser jusqu'à		Numéro de lot
	Attention, voir les instructions d'utilisation		Fabrikant